

VERRU KILL®

-50°

Contro porri e verruche, efficacia e sicurezza

La nuova **soluzione sicura ed efficace** contro verruche **Comuni e Plantari**

Elimina il problema alla radice

Utilizza il metodo della **crioterapia** usato dai medici dermatologi

E' indicato per **adulti e bambini** dai 4 anni in su

Congela la verruca ed **elimina il virus HPV con una sola applicazione.**

Attivo **senza uso di acidi** sulla pelle, **non lascia cicatrici.**

La confezione da 50 ml garantisce **12 trattamenti sicuri**

E' un **dispositivo medico CE 0546**

Sicurezza ed efficienza totale con il sistema di erogazione brevettato DPSS a doppia protezione

Crio-trattamento ad azione immediata

Verrukill: i vantaggi dell'innovazione

- Con **DOPPIA CAMERA chiusa**, di protezione della miscela erogata, per ottimizzare il **CONGELAMENTO** della spugnetta-applicatore, **senza alcun rischio** di dispersione e contatto inopportuno.
- **Unico** con **CAPPUCCIO-ATTIVATORE**, dotato di un **dispositivo di sicurezza ON-OFF**, che permette l'attivazione **solo nella posizione ON**, per proteggere l'incolumità di **bambini e adulti**
- **Unico** con **CAPPUCCIO trasparente**, che durante l'attivazione **permette di vedere** sulla cima, **una condensa visibile dall'esterno**, che evidenzia che la spugnetta-applicatore è congelata, quindi **pronta per effettuare il trattamento**.
- **Unico** con cappuccio che **protegge** il dispositivo **igienicamente** ed in **sicurezza (OFF)**, dopo l'uso.



Il Kit contiene:

- 1 Bomboletta spray da 50 ml.
- 1 Cappuccio - attivatore
- 12 Applicatori monouso
- 1 Foglio illustrativo con informazioni chiare e semplici

